



## Sitzkissen nach Mass

Individuell nach Mass

### Beschreibung

Nach Vakuumabdruck angefertigte Sitzbettungen aus leichten, formstabilen Schaumstoffen. Anpassbar auf jede Körperform mit individuellen Korrekturmöglichkeiten.

### Anwendung

Kann als Dekubitusprophylaxe für Rollstuhlfahrer verwendet werden und eignet sich auch bei in stabiler Sitzposition aufgrund von neuromuskulären Insuffizienzen, Fehlhaltungen, Deformitäten und Spastizität.

