



Tibialis Posterior Orthese

Beschreibung

Stark korrigierende bis überkorrigierende Fussorthese aus Polypropylen mit Weichteileinsatz und Fersenschrägstellung. Anwendbar in Normalschuhen mit herausnehmbarer Innensohle oder bei starken Fehlstellungen in Künzli Ortho Stabilschuhen. Nicht geeignet für Spastiker.

Anwendung

Starker flexibler Knick-Senkfuss, insb. bei Tibialis posterior Insuffizienz bei cerebralen Bewegungsstörungen, Hypotonie und Rückfussvalgusfehlstellungen.

