



Insole-Silikon-Activity-Modulator

Beschreibung

Individuell modellierte, CNC-gefräste Schuheinlage nach Mass mit punktuellen Silikonentlastungseinheiten- je nach Indikation werden an den verschiedenen Fussdruckzonen der Schuheinlage Silikonereinheiten eingelassen, damit ein perfekter Tragekomfort gewährleistet werden kann.

Anwendung

Fussprobleme, bei Spreizfuss, (mit oder ohne Hallux valgus) Metatarsalgien, Fersensporen, Fersenschmerzen ect.

