



Malleo Sprint

Beschreibung

Diese Sprunggelenkorthese vom Mittelfuss bis knapp Mitte Unterschenkel reichend, bewirkt eine Dorsalextension im OSG. Durch Schnürung ist das Volumen gut einstellbar. Querverlaufende Velcrobänder verhindern die Pronation und Supination.

Anwendung

Konservative Behandlung von chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG/ Prophylaktisch nach erfolgreicher konservativer oder operativer Behandlung/ zum sportlichen Wiedereinstieg/ bei grösseren Belastungen z. B. Arbeit, Gehen in unebenem Gelände

