



Rückenschale nach Mass

Beschreibung

Nach Vakuumabdruck angefertigte Rückenbettung aus leichten, formstabilen Schaumstoffen. Anpassbar auf jede Körperform mit individuellen Korrekturmöglichkeiten.

Anwendung

Kann bei instabilen Sitzpositionen aufgrund von neuromuskulären Insuffizienzen, Fehlhaltungen, Deformitäten (Kyphosen und Skoliosen) und Spastizität verwendet werden. Anpass- und einbaubar auf alle Rollstühle und Buggys.

