



## Sitzschale Verstellbar

### Beschreibung

Sitzschalen nach Mass mit abnehm- und verstellbaren Thoraxpelotten zur Fixation und leichter Redression Nach abgeformtem Modell hergestellte Sitzschale ergibt genaue anatomische Passform mit guter Druckverteilung durch Gesamtauflage Adaptierbar auf verschiedene Rollstühle

### Anwendung

Flexible Rollstuhllagerung bei fortgeschrittenen Deformitäten (insb. bei Korsettbehandlung wegen Skoliose), Kontrakturen, Spastizitäten und Haltungsinsuffizienz

