



Rechnungsadresse:
Firma: _____
Adresse: _____
PLZ/Ort: _____
E-Mail: _____
Fon: _____ Fax: _____

Versandadresse:
Firma: _____
Adresse: _____
PLZ/Ort: _____
E-Mail: _____
Fon: _____

Datum: _____
Kommission: _____
Bestellt von: _____

Sunrise Auftragsnummer: _____

JAY® J3 - Merkmale
Komplettes Rückenlehnenet für Kunden bis 136 kg / 225 kg
Universale 2-Punkte Fixierung für schnelle Montage/Demontage
Leicht einstell- und anpassbar auch bei sich verändernden Bedürfnissen
Breite Palette an Positionierungsmodulen
Rücken und Optionen Crash getestet
2 Jahre Garantie


Fax Kundendienst: 031 958 3848
Max. Benutzergewicht Carbonschale 125 kg
Benutzergewicht Alu-Schale 225 kg
 kg
Tarifposition Sozialversicherung 500208
Grundpreis CHF exkl. MWST
unverbindliche Preisempfehlung

Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:
Für alle Kunden die eine leichte bis starke laterale und postulare Stabilität benötigen. Breites Spektrum an Möglichkeiten für die klinisch sinnvolle bis nötige Positionierung. Einfache Verstellbarkeit in Tiefe, Höhe, Winkel und Rollstuhlsitzbreite. Gewährleistet eine rasche Positionierung und Anpassung an die Bedürfnisse des Rollstuhlnutzers.

Garantie
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

MATRIX GRUNDMASSE UND FORMEN

- Kompakte Befestigungseinheit Verstärkte Befestigungseinheit Wählbare Befestigungseinheit (kompakt oder verstärkt, siehe Seite 3)



Masse jeweils in cm
In den Grundpreisen sind alle nötigen Standard-Montageteile enthalten

Flache Kontur (SC)
moderate laterale Unterstützung

Flache Kontur Carbon (SC)
moderate laterale Unterstützung



Rückenbreite (B) →	JAY3 Rücken Breite				
	31	36	41	46	51
Rollstuhlbreite (Rückenrohr aussen/aussen) →	31-36	36-41	41-46	46-51	51-56

Rückenbreite (B) →	JAY3 Rücken Breite			
	32	36	41	46
Rollstuhlbreite (Rückenrohr aussen/aussen) →	32-34	35-40	41-44	45-48

maximale Patienten Rumpfbreite (A) →	CHF 1070				
	28	33	38	43	48
① Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17	○	○	○	○
	Mittel (M) - 20	○	○	○	○
	Hoch (T) - 24	○	○	○	▷

maximale Patienten Rumpfbreite (A) →	CHF 1170			
	28	33	38	43
① Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17	○	○	○
	Mittel (M) - 20	○	○	○
	Hoch (T) - 24	○	○	○

Befestigung Carbonschale

<input type="radio"/>	fix (FX)
<input type="radio"/>	wegnehmbar (QR)

maximale Patienten Rumpfbreite (A) →	CHF 1070				
	28	33	38	43	48
② Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30	○	○	▷	▷
	Mittel (M) - 34	○	○	▷	▷
	Hoch (T) - 38	○	○	▷	▷

maximale Patienten Rumpfbreite (A) →	CHF 1170			
	28	33	38	43
② Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30	○	○	○
	Mittel (M) - 34	○	○	○
	Hoch (T) - 38	○	○	○

Befestigung Carbonschale

<input type="radio"/>	fix (FX)
<input type="radio"/>	wegnehmbar (QR)

Seitenpelotten, Kopfstütze & Gurt möglich

maximale Patienten Rumpfbreite (A) →	CHF 1070				
	28	33	38	43	48
③ Hoher Rücken (UT)	Kurz (S) - 42	□	□	□	□
	Mittel (M) - 46	□	□	□	□
	Hoch (T) - 50	□	□	□	□


Zubehör für Rücken mit Carbonschale

ABJ3BCF32	<input type="checkbox"/>	Rückentasche mit Reissverschluss	61
ABJ3BCF36	<input type="checkbox"/>	Rückentasche mit Reissverschluss	61
ABJ3BCF41	<input type="checkbox"/>	Rückentasche mit Reissverschluss	61
ABJ3BCF46	<input type="checkbox"/>	Rückentasche mit Reissverschluss	61

Seitenpelotten, Kopfstütze & Gurt möglich

maximale Patienten Rumpfbreite (A) →	CHF 1070				
	28	33	38	43	48
④ Schulterhoch (SH)	Kurz (S) - 53	□	□	□	□
	Mittel (M) - 57	□	□	□	□
	Hoch (T) - 61	□	□	□	□

J3BVFww	<input type="checkbox"/>	Abdeckung der Lücke zwischen Sitzkissen und Rücken	61
J3BCFSPCRBLCK	●	Montagedistanzen	Std
120984E	●	Klemmendurchmesser-Reduktionen	Std



1. Laterale Positionierungsbedürfnisse abklären (SC, MC, MDC, DC oder PDC)
2. Positionierungsbedürfnisse bzgl. Supporthöhe abklären (LT, MT, UT oder SH)
3. Rückenhöhe innerhalb der gewählten Supporthöhe auswählen (kurz, mittel, hoch)
4. Rücken-/Rumpfbreite (Höhe Brustbein) des Kunden ausmessen und mit JAY-Rückenbreiten vergleichen
5. Optionen und weitere Anpassungselemente auswählen



Rechnungsadresse:
Firma: _____
Adresse: _____
PLZ/Ort: _____
E-Mail: _____
Fon: _____ Fax: _____

Datum: _____
Kommission: _____
Bestellt von: _____

JAY® J3 - Merkmale

Komplettes Rückenlehnsset für Kunden bis 136 kg / 225 kg
Universale 2-Punkte Fixierung für schnelle Montage/Demontage
Leicht einstell- und anpassbar auch bei sich verändernden Bedürfnissen
Breite Palette an Positionierungsmodulen
Rücken und Optionen Crash getestet
2 Jahre Garantie

Versandadresse:
Firma: _____
Adresse: _____
PLZ/Ort: _____
E-Mail: _____
Fon: _____



Sunrise Autragsnummer: _____

Fax Kundendienst: 031 958 3848

	Carbonschale	125	kg
Max. Benutzergewicht	Alu-Schale	225	kg
Benutzergewicht		<input type="text"/>	kg

Tarifposition Sozialversicherung **500208**

Grundpreis CHF exkl. MWSt
unverbindliche Preisempfehlung

Garantie
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:
Für alle Kunden die eine leichte bis starke laterale und postulare Stabilität benötigen.
Breites Spektrum an Möglichkeiten für die klinisch sinnvolle bis nötige Positionierung.
Einfache Verstellbarkeit in Tiefe, Höhe, Winkel und Rollstuhlsitzbreite. Gewährleistet eine rasche Positionierung und Anpassung an die Bedürfnisse des Rollstuhlnutzers.

MATRIX GRUNDMASSE UND FORMEN

Kompakte Befestigungseinheit Verstärkte Befestigungseinheit Wählbare Befestigungseinheit (kompakt oder verstärkt, siehe Seite 3)




		JAY3 Rücken Breite																			
		31				36				41				46				51			
Rückenbreite (B) →		31	36	41	46	51	36	41	46	51	36	41	46	51	36	41	46	51			
Rollstuhlbreite (Rückenrohr aussen/aussen) →		31-36	36-41	41-46	46-51	51-56	36-41	41-46	46-51	51-56	36-41	41-46	46-51	51-56	36-41	41-46	46-51	51-56			

		JAY3 Rücken Breite																			
		24.5				29.5				34.5				39.5				44.5			
maximale Patienten Rumpfbreite (A) →		[Grid with circles and triangles]																			
1. Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17 Mittel (M) - 20 Hoch (T) - 24	[Grid with circles and triangles]																			
2. Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30 Mittel (M) - 34 Hoch (T) - 38	[Grid with circles and triangles]																			

		Seitenpelotten, Kopfstütze & Gurt möglich																			
		24.5				29.5				34.5				39.5				44.5			
3. Hoher Rücken (UT)	Kurz (S) - 42 Mittel (M) - 46 Hoch (T) - 50	[Grid with squares]																			

		Seitenpelotten, Kopfstütze & Gurt möglich																			
		24.5				29.5				34.5				39.5				44.5			
4. Schulterhoch (SH)	Kurz (S) - 53 Mittel (M) - 57 Hoch (T) - 61	[Grid with squares]																			



1. Laterale Positionierungsbedürfnisse abklären (SC, MC, MDC, DC oder PDC)
2. Positionierungsbedürfnisse bzgl. Supporthöhe abklären (LT, MT, UT oder SH)
3. Rückenhöhe innerhalb der gewählten Supporthöhe auswählen (kurz, mittel, hoch)
4. Rücken-/Rumpfbreite (Höhe Brustbein) des Kunden ausmessen und mit JAY-Rückenbreiten vergleichen
5. Optionen und weitere Anpassungselemente auswählen

JAY© 3 RÜCKEN ZUBEHÖR FÜR SC (ohne Carbon), MD, MDC, DC, PDC

BEFESTIGUNGEN					
J3EUCHRDW	<input type="checkbox"/>	Kompakte Befestigungseinheit (Paar). Optimiertes Gewicht	Nutzerbelastung bis 136 kg		Std
J3EUHCHRWD	<input type="checkbox"/>	Verstärkte Befestigungseinheit (Paar)	Nutzerbelastung bis 225 kg		n/c
J3EUSH	<input type="checkbox"/>	Standard Befestigungseinheit (Paar)	Nur als Ersatzteil erhältlich		n/c

ZUBEHÖRTASCHE							
		cm Breite	36	41	46	51	
ABJ3BCFww	<input type="checkbox"/>	Zubehörtasche/Abdeckung der offenen Lücke Sitz/Rückenunterseite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61

KOPFSTÜTZE (nicht bei allen Rücken möglich. Siehe Seite 1)
Bitte sowohl Befestigungsart wie auch Polsterung wählen

Befestigungsart für Kopfstütze						
J3EUHDXH	<input type="checkbox"/>	Jay Kopfstütze, Befestigung Standard (nur Befestigung ohne Polsterung)				297
J3EUHDFH	<input type="checkbox"/>	Jay Kopfstütze, Befestigung abschwenkbar (nur Befestigung ohne Polsterung)				593

Polsterung für Kopfstütze						
J3EUHDLSP	<input type="checkbox"/>	Jay Kopfstützen Standard				148
J3EUHDLCP	<input type="checkbox"/>	Jay Nackenstütze konturierte				167

Universal-Halterung für Kopfstütze						
J3EUUHM	<input type="checkbox"/>	Kopfstützenhalterung Universal (für verschiedene Kopfstützen)				93

SEITENPELOTEN (nicht bei allen Rücken möglich. Siehe Seite 1) (2)

Seitenpelotte links		Tiefe					
	cm	10	12	15			
J3LAT10ddFXLH	Höhe 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	←	Seitenpelotte fest	138
J3LAT15ddFXLH	Höhe 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	←	Seitenpelotte fest	138
J3LAThddSALH		<input type="checkbox"/>			←	Seitenpelotte abschwenk- & winkeleinstellbar	225
Seitenpelotte rechts		Tiefe					
	cm	10	12	15			
J3LAT10ddFXRH	Höhe 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	←	Seitenpelotte fest	138
J3LAT15ddFXRH	Höhe 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	←	Seitenpelotte fest	138
J3LAThddSARH		<input type="checkbox"/>			←	Seitenpelotte abschwenk- & winkeleinstellbar	225



Falls Sie 2 Seitenpelotten links und rechts bestellen, müssen Sie die gewünschten Grössen in beide oberen Auswahlfelder eintragen **Gesamtpreis**
Falls Sie eine abschwenkbare Pelotte benötigen, wählen Sie sowohl die Höhe und Tiefe und dann ebenfalls die Option (Seitenpelotte abschwenk- & winkeleinstellbar)

POSITIONIERUNGSSET							
		cm Breite	36	41	46	51	
J3SPNK1ww		Positionierungsset Mini Fit I (Details siehe Rückseite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	185
J3SPNK2ww		Positionierungsset Mini Fit II (Details siehe Rückseite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	278
J3SPNKEU	<input type="checkbox"/>	Jay 3 Rücken Positionierungs Box (Details siehe Rückseite)					464
J3HWKEU	<input type="checkbox"/>	Jay 3 Rücken Hardware Box (Details siehe Rückseite)					1112

BRUSTGURT (nicht möglich bei allen Rücken siehe erste zwei Seiten)						
		S	M	L	XL	
J3HRNPASw		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	148
J3HRNCOHw		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	222

ERSATZTEILE (Getrennt vom Produkt)							
		SB	36	41	46	51	
J3SPNSLww		Lumbalkeil klein (1 Stück wird als Standard beim Rücken mitgeliefert)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77
J3SPNLLww		Lumbalkeil gross (1 Stück wird als Std beim Rücken MT, UT & SH mitgeliefert)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77
J3SPNWEww		Keile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77

				Menge	
J3SPNCRS	<input type="checkbox"/>	Ausgleichskeil gebogen		77	
J3SPNFLS	<input type="checkbox"/>	Ausgleichskeil flach		77	
J3SPNPLP	<input type="checkbox"/>	Beckenstütze (unten/seitlich)		77	
J3SPNLLS	<input type="checkbox"/>	Pelotte		77	
J3SPNSBB	<input type="checkbox"/>	Polster klein		77	
J3SPNLBB	<input type="checkbox"/>	Polster gross		77	

JAY JAY 3 Rücken		Grundpreis	CHF
Summe der Mehr-/Minderpreise			CHF
Verpackung und Frachtkostenanteil			CHF 13
MWSt 8%			CHF
Gesamtpreis			CHF

JAY© 3 RÜCKEN INFORMATION


Positionierung: Mini Fit Set I			Stückzahl
J3SPNK1ww	Positionierungsset Mini Fit I (erhältlich für: SB 36cm; 41cm; 46cm und 51cm)		im Set
	J3SPNWEww	Keile	3
	J3SPNLLS	Führungskeile, seitlich	2
	J3SPNPLP	Beckenkeile	2



Positionierung: Mini Fit Set II			Stückzahl
J3SPNK2ww	Positionierungsset Mini Fit II (erhältlich für: SB 36cm; 41cm; 46cm and 51cm)		im Set
	J3SPNWEww	Keile	5
	J3SPNLLS	Pelotten	2
	J3SPNPLP	Beckenstütze, seitlich/unten	2
	J3SPNLLww	Lumbalkeil gross	1
	J3SPNFLS	Ausgleichskeil flach	1
	J3SPNCRS	Ausgleichskeil gebogen	1



Jay 3 Rücken Positionierungsbox			Stückzahl
J3SPNKEU	Jay Rücken Positionierungsbox		im Set
	J3SPNLL36	Lumbalkeil gross	2
	J3SPNSL36	Lumbalkeil klein	2
	J3SPNWE36	Keile	16
	J3SPNCRS	Ausgleichskeil gebogen	2
	J3SPNFLS	Ausgleichskeil flach	2
	J3SPNPLP	Beckenstütze, seitlich/unten	2
	J3SPNLLS	Pelotten	2
	J3SPNSBB	Polster klein	2
	J3SPNLBB	Polster gross	2



Jay 3 Rücken Hardwarebox			Stückzahl
J3HWKEU	Jay 3 Rücken Hardwarebox		im Set
	J3EUAHB	Befestigung lang (ca. 8cm) - links/rechts	2
	J3EUHDXH	Jay Kopfstütze Standard - Befestigung & Halter	1
	J3EUHDFH	Jay Kopfstütze abschwenkbare - Befestigung & Halter	1
	J3EUHDLSP	Jay Kopfstütze Standard	1
	J3EUHDLCP	Jay Nackenstütze konturierte	1
	J3EULATFB	J3 Seitenpelotten fest - links/rechts	2
	J3EULATFP	J3 Seitenpelotten fest - Befestigungsset	2
	J3EULATSABL	J3 Seitenpelotte abschwenkbare - links	1
	J3EULATSABR	J3 Seitenpelotte abschwenkbare - rechts	1
	J3EULATSAP	J3 Seitenpelotten abschwenkbare - Befestigungsset	2
	Alle Grössen von	Seitenpelotten zum Testen	
		10 x 10 Seitenpelotten	2
		15 x 12 Seitenpelotten	2
		15 x 15 Seitenpelotten	2
	J3HRNCOM	Brustgurt 4 Punkt M	1
	J3HRNPSM	Brustgurt 2 Punkt M	1
	J3HRNPSX	Brustgurt 2 Punkt XL	1
	J3EUUHM	Kopfstützenhalter Universal	1



Für weitere Informationen
besuchen Sie unsere Website
www.SunriseMedical.ch
© Sunrise Medical 2016

Messverfahren

Rückenbreiten


- 31 cm
- 36 cm
- 41 cm
- 46 cm
- 51 cm



Flache Kontur



Mittlere Kontur



Tiefe Kontur



In Verbindung mit allen Rückenhöhen



Nur in Verbindung mit mittlerem, hohem und schulterhohem Rücken




In Verbindung mit allen Rückenhöhen

Gewicht ca. 1,5 kg


Rückenhöhen

Tiefer Rücken




- RH 17 cm (S)
- RH 20 cm (M)
- RH 24 cm (T)

Mittlerer Rücken




- RH 30 cm (S)
- RH 34 cm (M)
- RH 38 cm (T)

Hoher Rücken Kopfstütze und Gurt möglich



- RH 42 cm (S)
- RH 46 cm (M)
- RH 50 cm (T)


Schulterhoher Rücken Kopfstütze und Gurt möglich



- RH 53 cm (S)
- RH 57 cm (M)
- RH 61 cm (T)



Messverfahren: Patienten Rücken/Rumpf



Befestigung für Seitenpelotten bei hohem & schulterhohem Rücken




Kompakte Befestigungseinheit



Verstärkte Befestigungseinheit



Zubehörtasche/Abdeckung der offenen Lücke Sitz/Rückenunterseite



Kontur flach oder tief
Tiefer Rücken (LT)

Kontur flach, mittel oder tief
Mittlerer Rücken (MT)

Kontur flach, mittel oder tief
Hoher Rücken (UT)

Kontur flach, mittel oder tief
Schulterhoch (SH)

Brustgurte



2-Punkt-Gurt



4-Punkt-Gurt



Seitenpelotten



Seitenpelotte fest



Seitenpelotte abschwenk- & winkeleinstellbar



Kopfstütze



Kopfstützenhalter Universal



Kopfstützenhalter Standard



Befestigung Standard
J3EUHDXH



Befestigung abschwenkbar
J3EUHDFH



Kopfstütze Standard



Nackenzstütze konturiert



Kopfstütze komplett montiert