



Schuheinlagen Grow Up

Beschreibung

Flexible, langsohlige Aktiveinlage mit sensomotorischen Elementen. Die gezielte Dehnung des Muskelsehnenkomplexes erbringt bei Insuffizienz Kraftsteigerung, bei Muskelkrampf Tonusverminderung, dadurch können muskuläre Dysbalancen reduziert werden und man erreicht ein normaleres Gangbild.

Anwendung

Schuheinlage für Kinder zur gezielten Aktivierung bzw. Hemmung der Muskulatur, insb. bei flexiblem Knick-/Senkfuss, Insuffizienz des M. tibialis posterior, Insuffizienz der Peroneal-Muskulatur, zur Hemmung des M. triceps surae, CP, Diplegie sowie Hemiplegie

